

# Mobilier medical Schmitz Soehne

## Descriere

In prezent, Schmitz u. Soehne GmbH & Co. KG este un jucator important pe piata producatorilor de echipamente medicale destinate unei multitudini de specialitati medicale.

De peste 8 decenii compania dezvolta si produce atat echipamente medicale pentru dotarea cabinetelor, saloanelor si salilor de operatii, cat si mobilierul necesar utilarii acestora.

Portofoliul de produse Schmitz include mese chirurgicale, mobilier pentru dotarea blocului operator, mobilier pentru dotarea cabinetelor medicale si targi de transport pacienti.

### **Mobilier pentru dotarea blocului operator:**

varimed®

### **Mobilier pentru dotarea cabinetelor medicale:**

#### ***Scaune de examinare si tratament pentru cabinetele de Ginecologie***

medi-matic® 115

arco

#### ***Scaun de examinare si control pentru cabinetele de Urologie***

medi-matic® 115

#### ***Scaun de examinare si tratament pentru cabinetele de Proctologie***

arco

#### ***Mobilier complet pentru dotarea cabinetelor medicale de Ginecologie***

conzentrum® - sistem modular

conzentrum® plus - sistem modular, suspendabil

Orbit - sistem mobil

#### ***Mobilier complet pentru dotarea cabinetelor medicale de Proctologie***

Orbit - sistem mobil

#### ***Trolii medicale pentru dotarea saloanelor de tratament si terapie intensiva***

varimed® - trolii functionale

#### ***Mobilier medical pentru dotarea cabinetelor de consultatii si masaj***

varimed®

## Gama de produse Schmitz

### **Mobilier pentru blocul operator si departamentul ambulatoriu**

#### **varimed®**

- Cadre de otel inoxidabil, tubulatura rotunda sau dreptunghiulara, Material 4301, electro-polizate
- Suprafetele de lucru din otel inoxidabil si captuselile sunt finisate cu material granular, prin periere (granulatie 180)
- Toate rotitele sunt rezistente la abraziuni

- Capitonarea scaunului este de cea mai buna calitate, burete din spuma rezistent la uzura, cu acoperitoare antistatica

### **Mobilier Medical pentru dotarea cabinetelor medicale**

#### ***Scaune de examinare si tratament pentru cabinetul de Ginecologie***

##### **medi-matic® 115**

- Design modern, ergonomic
- Suporturi pentru picioare ajustabile electric
- Ajustare electrica a inaltimii sectiunii pentru spate si sezut - actionare cu ajutorul pedalei
- Ajustare rapida a pozitiei de examinare
- Functii utile, memorabile - actionare simultana a motoarelor de ajustare
- Suporturi de picioare detasabile - foarte utile in cazul transferului pacientului de pe scaunul cu rotile pe scaunul de examinare ginecologica
- Realizat din materiale usor de igienizat
- Disponibil in mai multe variante de culori
- Suporta o incarcare de pana la 200kg

##### **arco**

- Structura solida, rezistenta
- Ajustare electrica a inaltimii si a pozitiei de examinare
- Ajustare in pozitia Trendelenburg in functie de interventiile necesare
- Suport ergonomic pentru picioare - corespunde cu cel pentru brate
- Realizat din materiale usor de igienizat
- Disponibil in mai multe variante de culori
- Suporta o incarcare de pana la 200kg
- 3 pozitii de examinare (8 pozitii de examinare in cazul modelului 114.700.01) ce pot fi memorate si utilizate si in cazul penelor de curent

#### ***Scaun de examinare si control pentru cabinetul de Urologie***

##### **medi-matic® 115**

- Design modern, ergonomic
- Ajustare electrica a inaltimii si a pozitiei de examinare cu ajutorul pedalei
- Memorare a 4 pozitii de examinare
- Realizat din materiale usor de igienizat
- Disponibil in mai multe variante de culori
- Suporta o incarcare de pana la 200kg

#### ***Scaun de examinare si tratament pentru cabinetele de Proctologie***

##### **arco**

- Design unic si tehnologie de ultima ora
- Sectiune electrica si pliabila pentru zona sezutului - positionare corespunzatoare a pacientului
- Ajustare in pozitia Trendelenburg - actionare cu pedala
- Suport ergonomic pentru picioare - corespunde cu cel pentru brate
- Realizat din materiale usor de igienizat

- Disponibil in mai multe variante de culori si accesorii

### **Mobilier complet pentru dotarea cabinetelor medicale de Ginecologie**

**conzentrum®** - sistem modular

Sistemul modular concentrum® a fost dezvoltat de o echipa de profesioniști cu experienta in domeniu, pentru a oferi cel mai inalt standard pentru dotarea cabinetelor de Ginecologie cu mobilier montabil pe podea.

Modulele sunt realizate din otel de cea mai buna calitate, sunt finisate cu un strat de pudra fina, astfel incat intretinerea si durabilitate acestora sa fie puncte de referinta in optiunea medicilor.

Sistemul modular concentrum® are un design de ultima generatie pentru a maximiza utilitatea tuturor accesoriilor.

**conzentrum® plus** - sistem modular, suspendabil

A fost creat ca o alternativa la mobilierul montat, in mod traditional, pe podea. Suprafetele netede si imbinarile ascunse ofera conditiile optime de igienizare si intretinere. Un plus de creativitate este adus prin iluminarea orizontala cu LED. Utilitatea oferita de acest tip de mobilier este un punct forte, putand fi dotat cu sertare cu functii de depozitare si incalzire a instrumentarului.

conzentrum®plus este varianta ce integreaza perfect designul si functionalitatea.



**Orbit** - sistem mobil

- Functional, flexibil, avantajos din punct de vedere al costurilor
- 10 module individuale ce pot fi aranjate si rearanjate in functie de nevoi
- Mobilierul suporta modificari ulterioare inclusiv la masa de lucru sau la cea de sustinere a microscopului
- Modulele pot fi integrate in structura mobilierului deja existent
- Permite accesul rapid la instrumentele de lucru datorita compartimentarii optime.
- Include si un modul special conceput pentru a fi utilizat ca loc de depozitare a ustensilelor deja utilizate in interventii, in vederea sterilizarii/aruncarii ulterioare
- orbit este realizat din otel captusit pentru a atenua zgomotul; suprafata este usor de intretinut, rezistenta la solutii de curatare cu formula concentrata sau abraziva

Dotarea cabinetelor medicale se poate realiza si prin combinarea celor doua tipuri de mobilier - concentrum®plus si Orbit

### **Mobilier complet pentru dotarea cabinetelor medicale de Proctologie**

**Orbit** - sistem mobil

- Functional, flexibil, avantajos din punct de vedere al costurilor
- 10 module individuale ce pot fi aranjate si rearanjate in functie de nevoi
- Mobilierul suporta modificari ulterioare inclusiv la masa de lucru sau la cea de sustinere a microscopului.
- Modulele pot fi integrate in structura mobilierului deja existent
- Permite accesul rapid la instrumentele de lucru datorita compartimentarii optime
- Include si un modul special conceput pentru a fi utilizat ca loc de depozitare a ustensilelor deja utilizate in interventii, in vederea sterilizarii/aruncarii ulterioare
- orbit este realizat din otel captusit pentru a atenua zgomotul; suprafata este usor de intretinut, rezistenta la solutii de curatare cu formula concentrata sau abraziva

### **Trolii medicale pentru dotarea saloanelor de tratament si terapie intensiva**

**varimed®** - trolii functionale

Complet echipate pentru a fi utilizate pe sectia de anestezie si terapie intensiva si tratament, trolurile varimed® ofera mobilitate, flexibilitate si functionalitate optima pentru fiecare domeniu medical.

Configurate individual prin intermediul accesoriilor multiple, cum ar fi sistemul de tije multifunctionale sau sistemul de tije laterale si alte accesorii individuale, trolurile pot fi transformate intr-un spatiu de lucru optim, ce ofera un plus de ordine, de siguranta si, in acelasi timp, contribuie la optimizarea timpilor procedurali.

- Mobile si robuste

*Realizate din materiale usoare, de calitate ridicata, concepute cu rotite duble, inchise, cu rotire facila si sistem de blocare directionala.*

- Sertare

*Deschidere completa pentru vizualizarea si accesul optim la cele depozitate in interior. Functie de inchidere automata si sigura a sertarelor in timpul transportului. Sistem de amortizare Airmatic pentru o inchidere silentioasa, lina si facila.*

- Curatare si igienizare

*Suprafete inchise netede. Tije ascunse ale sertarelor. Panourile frontale ale sertarelor pot fi scoase.*

- Adaptabilitate functionala

*Optiuni de dispunere multiple. Concept de calitate superioara pentru accesorii. Combinatii multiple de culori.*

- Design

*Combinatie de succes a functiilor, ergonomiei si a formelor.*

### **Mobilier medical pentru dotarea cabinetelor de consultatii si masaj**

**varimed®**

#### **Mese**

- Margini rotunjite, consolidate, capitonare fara cusaturi
- Picioare de egalizare pentru a compensa inegalitatea pardoselilor
- Distantiere intre cadru si capitonare - nu exista riscul de strivire a degetelor
- Capitonare rezistenta la uzura, cu acoperire din imitatie de piele
- Sectiune pentru cap cu 2 dispozitive de reglare, confectionate in totalitate din metal
- Cadru tubular din otel din constructie solida, 40 x 20 mm, picioarele de 30 x 30 mm
- Disponibile si in varianta pentru pacienti bariatrici

- Inaltime reglabila pentru examinare si tratament

### **Comode medi-net**

- Acoperire cu pulbere de calitate superioara, cu rezistenta la lovituri si zgarieturi
- Rotite duble, din plastic, rezistente la abraziuni

### **Scaune**

- Reglarea facila si rapida a inaltimii prin arc anatomic cu gaz
- Rotite duble, din plastic, rezistente la abraziuni, prevazute cu sistem de franare

## Documente

[Schmitz\\_Colours for powder coated finishes - Catalog 90](#)

[Schmitz\\_Examination light for medi-matic treatment chairs\\_107](#)

[Schmitz\\_Gynaecology, Urology and Proctology The perfect equipment to meet all requirement - Catalog 75.](#)

[Schmitz\\_Varimed Furniture for OR theatre and outpatient departments - Catalog 80.](#)

[Schmitz\\_Varimed Medical Furniture for Examination and Treatment Areas - Catalog 70.](#)

[Schmitz\\_Varimed The functional trolleys- our experts for everyday clinical practice - Catalog 63.](#)