

Mobilier medical Schmitz Soehne

Descriere

In prezent, Schmitz u. Soehne GmbH & Co. KG este un jucator important pe piata producatorilor de echipamente medicale destinate unei multitudini de specialitati medicale.

De peste 8 decenii compania dezvolta si produce atat echipamente medicale pentru dotarea cabinetelor, saloanelor si salilor de operatii, cat si mobilierul necesar utilarii acestora.

Portofoliul de produse Schmitz include mese chirurgicale, mobilier pentru dotarea blocului operator, mobilier pentru dotarea cabinetelor medicale si targi de transport pacienti.

Mobilier pentru dotarea blocului operator:

varimed®

Mobilier pentru dotarea cabinetelor medicale:

Scaune de examinare si tratament pentru cabinetele de Ginecologie

medi-matic® 115

arco

Scaun de examinare si control pentru cabinetele de Urologie

medi-matic® 115

Scaun de examinare si tratament pentru cabinetele de Proctologie

arco

Mobilier complet pentru dotarea cabinetelor medicale de Ginecologie

conzentrum® – sistem modular

conzentrum®plus – sistem modular, suspendabil

Orbit – sistem mobil

Mobilier complet pentru dotarea cabinetelor medicale de Proctologie

Orbit – sistem mobil

Trolii medicale pentru dotarea saloanelor de tratament si terapie intensiva

varimed® – trolii functionale

Mobilier medical pentru dotarea cabinetelor de consultatii si masaj

varimed®

Gama de produse Schmitz

Mobilier pentru blocul operator si departamentul ambulatoriu **[varimed®](#)**

- Cadre de otel inoxidabil, tubulatura rotunda sau dreptunghiulara, Material 4301, electro-polizate
- Suprafetele de lucru din otel inoxidabil si captuselile sunt finisate cu material granular, prin periere (granulatie 180)
- Toate rotitele sunt rezistente la abraziuni
- Capitonarea scaunului este de cea mai buna calitate, burete din spuma rezistent la uzura, cu acoperitoare antistatica

Mobilier Medical pentru dotarea cabinetelor medicale

Scaune de examinare si tratament pentru cabinetul de Ginecologie

[medi-matic® 115](#)

- Design modern, ergonomic
- Suporturi pentru picioare ajustabile electric
- Ajustare electrica a inaltimii sectiunii pentru spate si sezut – actionare cu ajutorul pedalei
- Ajustare rapida a pozitiei de examinare
- Functii utile, memorabile – actionare simultana a motoarelor de ajustare
- Suporturi de picioare detasabile – foarte utile in cazul

transferului pacientului de pe scaunul cu rotile pe scaunul de examinare ginecologica

- Realizat din materiale usor de igienizat
- Disponibil in mai multe variante de culori
- Suporta o incarcare de pana la 200kg

arco

- Structura solida, rezistenta
- Ajustare electrica a inaltimei si a pozitiei de examinare
- Ajustare in pozitia Trendelenburg in functie de interventiile necesare
- Suport ergonomic pentru picioare – corespunde cu cel pentru brate
- Realizat din materiale usor de igienizat
- Disponibil in mai multe variante de culori
- Suporta o incarcare de pana la 200kg
- 3 pozitii de examinare (8 pozitii de examinare in cazul modelului 114.700.01) ce pot fi memorate si utilizate si in cazul penelor de curent

Scaun de examinare si control pentru cabinetul de Urologie

medi-matic® 115

- Design modern, ergonomic
- Ajustare electrica a inaltimei si a pozitiei de examinare cu ajutorul pedalei
- Memorare a 4 pozitii de examinare
- Realizat din materiale usor de igienizat
- Disponibil in mai multe variante de culori
- Suporta o incarcare de pana la 200kg

Scaun de examinare si tratament pentru cabinetele de Proctologie

arco

- Design unic si tehnologie de ultima ora
- Sectiune electrica si pliabila pentru zona sezutului – pozitionare corespunzatoare a pacientului

- Ajustare in pozitia Trendelenburg – actionare cu pedala
- Suport ergonomic pentru picioare – corespunde cu cel pentru brate
- Realizat din materiale usor de igienizat
- Disponibil in mai multe variante de culori si accesorii

Mobilier complet pentru dotarea cabinetelor medicale de Ginecologie

conzentrum® – sistem modular

Sistemul modular conzentrum® a fost dezvoltat de o echipa de profesionisti cu experienta in domeniu, pentru a oferi cel mai inalt standard pentru dotarea cabinetelor de Ginecologie cu mobilier montabil pe podea.

Modulele sunt realizate din otel de cea mai buna calitate, sunt finisate cu un strat de pudra fina, astfel incat intretinerea si durabilitate acestora sa fie puncte de referinta in optiunea medicilor.

Sistemul modular conzentrum® are un design de ultima generatie pentru a maximiza utilitatea tuturor accesoriilor.

conzentrum® plus – sistem modular, suspendabil

A fost creat ca o alternativa la mobilierul montat, in mod traditional, pe podea. Suprafetele netede si imbinarile ascunse ofera conditiile optime de igienizare si intretinere. Un plus de creativitate este adus prin iluminarea orizontala cu LED. Utilitatea oferita de acest tip de mobilier este un punct forte, putand fi dotat cu sertare cu functii de depozitare si incalzire a instrumentarului.

conzentrum®plus este varianta ce integreaza perfect designul si functionalitatea.



Orbit – sistem mobil

- Functional, flexibil, avantajos din punct de vedere al costurilor
- 10 module individuale ce pot fi aranjate si rearanjate in functie de nevoi
- Mobilierul suporta modificari ulterioare inclusiv la masa de lucru sau la cea de sustinere a microscopului
- Modulele pot fi integrate in structura mobilierului deja existent
- Permite accesul rapid la instrumentele de lucru datorita compartimentarii optime.
- Include si un modul special conceput pentru a fi utilizat ca loc de depozitare a ustensilelor deja utilizate in interventii, in vederea sterilizarii/aruncarii ulterioare
- orbit este realizat din otel captusit pentru a atenua zgomotul; suprafata este usor de intretinut, rezistenta la solutii de curatare cu formula concentrata sau abraziva

Dotarea cabinetelor medicale se poate realiza si prin combinarea celor doua tipuri de mobilier – conzentrum®plus si Orbit

Mobilier complet pentru dotarea cabinetelor medicale de Proctologie

Orbit – sistem mobil

- Functional, flexibil, avantajos din punct de vedere al costurilor
- 10 module individuale ce pot fi aranjate si rearanjate in

functie de nevoi

- Mobilierul suporta modificari ulterioare inclusiv la masa de lucru sau la cea de sustinere a microscopului.
- Modulele pot fi integrate in structura mobilierului deja existent
- Permite accesul rapid la instrumentele de lucru datorita compartimentarii optime
- Include si un modul special conceput pentru a fi utilizat ca loc de depozitare a ustensilelor deja utilizate in interventii, in vederea sterilizarii/aruncarii ulterioare
- orbit este realizat din otel captusit pentru a atenua zgomotul; suprafata este usor de intretinut, rezistenta la solutii de curatare cu formula concentrata sau abraziva

Trolii medicale pentru dotarea saloanelor de tratament si terapie intensiva

[varimed®](#) – trolii functionale

Complet echipate pentru a fi utilizate pe sectia de anestezie si terapie intensiva si tratament, trolurile varimed® ofera mobilitate, flexibilitate si functionalitate optima pentru fiecare domeniu medical.

Configurate individual prin intermediul accesoriilor multiple, cum ar fi sistemul de tije multifunctionale sau sistemul de tije laterale si alte accesorii individuale, trolurile pot fi transformate intr-un spatiu de lucru optim, ce ofera un plus de ordine, de siguranta si, in acelasi timp, contribuie la optimizarea timpilor procedurali.

- Mobile si robuste

Realizate din materiale usoare, de calitate ridicata, concepute cu rotite duble, inchise, cu rotire facila si sistem de blocare directionala.

- Sertare

Deschidere completa pentru vizualizarea si accesul optim la cele depozitate in interior. Functie de inchidere automata si sigura a sertarelor in timpul transportului. Sistem de amortizare Airmatic pentru o inchidere silentioasa, lina si facila.

- Curatare si igienizare

Suprafete inchise netede. Tijele ascunse ale sertarelor. Panourile frontale ale sertarelor pot fi scoase.

- Adaptabilitate functionala

Optiuni de dispunere multiple. Concept de calitate superioara pentru accesorii. Combinatii multiple de culori.

- Design

Combinatie de succes a functiilor, ergonomiei si a formelor.

Mobilier medical pentru dotarea cabinetelor de consultatii si masaj

varimed®

Mese

- Margini rotunjite, consolidate, capitonate fara cusaturi
- Picioare de egalizare pentru a compensa inegalitatea pardoselilor
- Distantiere intre cadru si capitonare – nu exista riscul de strivire a degetelor
- Capitonare rezistenta la uzura, cu acoperire din imitatie de piele
- Sectiune pentru cap cu 2 dispozitive de reglare, confectionate in totalitate din metal
- Cadru tubular din otel din constructie solida, 40 x 20 mm, picioarele de 30 x 30 mm
- Disponibile si in varianta pentru pacienti bariatrici
- Inaltime reglabila pentru examinare si tratament

Comode medi-net

- Acoperire cu pulbere de calitate superioara, cu rezistenta la lovituri si zgarieturi
- Rotite duble, din plastic, rezistente la abraziuni

Scaune

- Reglarea facila si rapida a inaltimii prin arc anatomic cu gaz

- Rotite duble, din plastic, rezistente la abraziuni, prevazute cu sistem de franare

Documente

[Schmitz_Colours for powder coated finishes – Catalog 90](#)

[Schmitz_Examination light for medi-matic treatment chairs_107](#)

[Schmitz_Gynaecology, Urology and Proctology The perfect equipment to meet all requirement – Catalog 75.](#)

[Schmitz_Varimed Furniture for OR theatre and outpatient departments – Catalog 80.](#)

[Schmitz_Varimed Medical Furniture for Examination and Treatment Areas – Catalog 70.](#)

[Schmitz_Varimed The functional trolleys- our experts for everyday clinical practice – Catalog 63.](#)